

Analysenavn	Binyrebark—Cortisol-sekretion; stofhast.(liste; tetracosactid i.v.)
Kortnavn	Kortisol sekr. gruppe(30min);Binyrebark
Synonym	30 minutters ACTH-stimulationstest, Synachthen-test
Forkortelse	SYNACT30
IUPAC - kode	NPU01789
Kvantitetsnummer	500046
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt Der tages en blodprøve til bestemmelse P—Cortisol; stofk. Straks herefter injiceres 0,25 mg ACTH (Synacthen® Tetracosactid 0,25 mg) intravenøst, og der tages en ny blodprøve 30 minutter efter.
Prøvemateriale	1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Blodet tages i LGRØN 4.5 .
Referenceinterval	-
Analyseusikkerhed	-
Unormale værdier	Især ved primær binyrebarkinsufficiens, men evt. også efter længevarende binyrebarkinsufficiens giver testen for lavt niveau eller for lille stigning i P—Cortisol; stofk. Ved mistanke om hypofyseinsufficiens(sekundær binyrebarkinsufficiens) anvendes evt. en hypoglykæmi-test.
Bemærkninger	Yderligere oplysninger findes i den laboratoriemedicinske oversigt Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne .

Seneste opdatering 01.02.16