

Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt. Rekvirenten bedes bestille de relevante analyser: Seglceller, Schistocytter, Sfærocytter, Target cells, Howell-Jolly legeme, Acanthocytter eller Basofilt punkterede
Analysenavn	B—Seglceller; arb.k.
Kortnavn	Seglceller;B
Forkortelse	SEGL
IUPAC - kode	NPU17098
Kvantitetsnummer	001703
Analysenavn	B—Schistocytter; arb.k.
Kortnavn	Schistocytter;B
Forkortelse	SCHISTO
IUPAC-kode	NPU17097
Kvantitetsnummer	001698
Analysenavn	B—Sfærocytter; arb.k.
Kortnavn	Sfærocytter;B
Forkortelse	SFÆR
IUPAC-kode	NPU17099
Kvantitetsnummer	001724
Analysenavn	B—Target cells; arb.k.
Kortnavn	Target cells;B
Forkortelse	TARG
IUPAC-kode	NPU17101
Kvantitetsnummer	001787
Analysenavn	B—Erythrocytter(Howell-Jolly); arb.k.
Kortnavn	Erythrocytter(Howell-Jolly);B
Forkortelse	ERYHJ
IUPAC-kode	NPU17090

Kvantitetsnummer	000598
Analysenavn	B—Acanthocytter; arb.k.
Kortnavn	Acanthocytter;B
Forkortelse	ACANTHO
IUPAC-kode	NPU17074
Kvantitetsnummer	000038
Analysenavn	B—Erythrocytter(basofilt punkterede); arb.k.
Kortnavn	Erythrocytter(basofilt punk.);B
Forkortelse	ERYBP
IUPAC-kode	NPU17081
Kvantitetsnummer	000597
Prøvemateriale	3 mL EDTA-stabiliseret blod Holdbarheden er 3 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Blodet tages i LILLA(K3) 3 , som straks vendes 10 gange.
Referenceinterval	Negativ resultat afgives som 0 Positivt resultat afgives som enkelte, en del eller talrige.
Analyseusikkerhed	-
Unormale værdier	-
Bemærkninger	Såfremt de nævnte celler observeres i en B—Leukocyttype; antalk., vil der også blive afleveret svar på dem.

Seneste opdatering 31.05.13