

Analysenavn	U—Partikeltype; arb.antal(liste)			
Kortnavn	Urinmikroskopi gruppe; U			
Synonym	U-Sediment, MIKU			
Forkortelse	PART-U			
IUPAC kode	NPU04222			
Kvantitetsnummer	500145			
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt. Angiv prøvetagningstidspunkt.			
Prøvemateriale	10 mL velblandet kateter eller midtstråle eller ladet urin. Holdbarheden er 2 timer ved stuetemperatur.			
Prøvetagning	Urinen sendes i U 10 .			
Referenceinterval	Pr. synsfelt, forstørrelse x 400			
	Erythrocytter (ERY-U)	NPU18636	0,0 - 3,0	arb.enh.
	Leukocyter (LKC-U)	NPU18637	0,0 - 5,0	arb.enh.
Analyseusikkerhed	-			
Unormale værdier	Undersøgelsen anvendes ved diagnose og behandling af en række nyre- og urinvejssygdomme, herunder infektioner og andre inflammationer, cancer og systemlidelser. Inflammation eller cancer nær urinvejene afspejles evt. delvist ved U-Partikeltype-undersøgelsen. Specielle fund som krystalluri eller fund af dysmorphe erythrocytter (ses ved glomerulonephritis) angives.			
Bemærkninger	Bestillingen af U—Partikeltype; arb.antal(liste) udløser i første omgang kun bestilling af Erythrocytter (ERY-U) og Leukocyter (LKC-U). Hvis der findes andre partikeltyper i prøven, efterbestilles disse af Biokemisk Klinik.			
	Disse andre typer kan være:			
	Epitelceller (EPI-U)	NPU18635	0 - 2	arb.enh.
	Cylinder, hyalin (CYHY-U)	NPU18634	0,0 - 1,0	arb.enh.
	Cylinder, erythrocytttype (CYER-U)	NPU18632	0,0	arb.enh.
	Cylinder, granulær type (CYGR-U)	NPU18633	0,0	arb.enh.
	Cylinder, leukocytttype (CYLK-U)	NPU18911	0,0	arb.enh.
	Krystaller (KRY-U)	NPU08761	0	arb.k.
	Trichomonas vaginalis (TRIC-U)	NPU12286	0	arb.k.
	Gærceller (GÆR-U)	NPU14314	0	arb.k.
	Cylinder, voksagtig (CYVO)	NPU28928	0	arb.k.
	Krystaller, cystintype		0	arb.k.