

<b>Analysenavn</b>	P(vB)—Lactat; stofk.
<b>Kortnavn</b>	Laktat;P(vB)
<b>Synonym</b>	Mælkesyre
<b>Forkortelse</b>	LAK
<b>IUPAC - kode</b>	NPU03944
<b>Kvantitetsnummer</b>	001152
<b>Instruktion for rekvirent</b>	Analyseres dagligt
<b>Prøvemateriale</b>	1 mL natrium-fluorid-kalium-oxalat plasma Holdbarheden i plasma (separeret) er 8 timer ved 15-25 °C.
<b>Prøvetagning</b>	Blodet tages i <a href="#">GRÅ 2</a> efter max 30 sekunders stase. Glasset vendes straks 10 gange. Prøven skal centrifugeres inden for max 30 minutter og gerne så hurtigt som muligt.
<b>Referenceinterval</b>	0,6 - 2,5 mmol/L
<b>Analyseusikkerhed</b>	5 %
<b>Unormale værdier</b>	Forhøjede værdier ses bl.a. ved vævshypoksi (f.eks. shocktilstande), nyresvigt, leversvigt og en række forgiftninger bl.a. alkohol. Fysiologisk kan der ses høje værdier ved svært muskelarbejde.

Seneste opdatering 17.03.21