

<b>Analysenavn</b>	Csv—Leukocytter; antalk.									
<b>Kortnavn</b>	Leukocytter;Csv									
<b>Synonym</b>	-									
<b>Forkortelse</b>	LKC-CSV									
<b>IUPAC kode</b>	NPU02594									
<b>Kvantitetsnummer</b>	001197									
<b>Instruktion for rekvirent</b>	<p>Analyseres dagligt</p> <p>De først tappede dråber bør helst ikke opsamles, da de kan være forurenede med vævsvæske eller blod.</p> <p>Angiv prøvetagningstidspunkt. Spinalvæsken skal senest 30 minutter efter prøvetagning afleveres i prøveindleveringen på Klinisk Kemisk Afdeling, der i forvejen er blevet adviseret.</p> <p>Rutineprøver skal være Biokemisk Klinik i hænde senest kl. 14.00.</p>									
<b>Prøvemateriale</b>	<p>2 mL spinalvæske i spidsglas med skrivefelt.</p> <p>Holdbarheden er 30 minutter ved stuetemperatur.</p>									
<b>Prøvetagning</b>	Se ovenstående.									
<b>Referenceinterval</b>	<table> <tr> <td>≥ 0 dage</td> <td>- &lt; 8 dage</td> <td>0 - 30 x 10<sup>6</sup>/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 8 dage</td> <td>- &lt; 31 dage</td> <td>0 - 15 x 10<sup>6</sup>/L</td> </tr> <tr> <td>≥ 31 dage</td> <td></td> <td>0 - 5 x 10<sup>6</sup>/L</td> </tr> </table> <p>Såfremt LKC-CSV er større end 20 x 10<sup>6</sup>/L udføres en differentiering hhv. <a href="#">Csv—Leukocytter(mononukl.); antalk.</a> og <a href="#">Csv—Leukocytter(polynukl.); antalk.</a></p>	≥ 0 dage	- < 8 dage	0 - 30 x 10 <sup>6</sup> /L	≥ 8 dage	- < 31 dage	0 - 15 x 10 <sup>6</sup> /L	≥ 31 dage		0 - 5 x 10 <sup>6</sup> /L
≥ 0 dage	- < 8 dage	0 - 30 x 10 <sup>6</sup> /L								
≥ 8 dage	- < 31 dage	0 - 15 x 10 <sup>6</sup> /L								
≥ 31 dage		0 - 5 x 10 <sup>6</sup> /L								
<b>Analyseusikkerhed</b>	-									
<b>Unormale værdier</b>	Forhøjede værdier ses ved infektion i centralnervesystemet.									

Seneste opdatering 23.07.13