

Analysenavn	P—T-uptake; stoffr.
Kortnavn	T-uptake;P
Synonym	-
Forkortelse	TUP
IUPAC - kode	-
Kvantitetsnummer	001909
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt Hvis P—Thyrotropin(diagnostisk); arb.stofk. resultatet ligger mellem $0,40 \times 10^{-3}$ IU/L og $4,0 \times 10^{-3}$ IU/L, udføres TUP ikke .
Prøvemateriale	1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Blodet tages i GUL/GEL 3,5 .
Referenceinterval	0,75 - 1,26 arb.enh.
Analyseusikkerhed	7 %
Unormale værdier	Analysen er et udtryk for de thyreoideahormonbindende proteiners restbindingskapacitet. Forhøjede værdier ses ved nedsat thyreoideahormonbindings-kapacitet i serum (f.eks. nefrotisk syndrom, cirrhose, væggtab, steroid- eller androgenbehandling) eller hyperthyreoidisme. Nedsatte værdier ses ved tilstande med øget proteinbindingsmulighed f.eks. graviditet, brug af P-piller, perphenazin eller opiat indtagelse samt ved hypothyreoidisme.

Seneste opdatering 26.06.14