

Analysenavn	Plv(spec.)—Glucose; stofk.
Kortnavn	Glukose;Plv
Synonym	-
Forkortelse	GLK-PLV
IUPAC kode	NPU10115
Kvantitetsnummer	000760
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt. På samme prøve kan Plv(spec.)—Protein; massek. udføres.
Prøvemateriale	1 mL pleuravæske i spidsglas med skrivefelt Holdbarheden er 1 time ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Se ovenstående.
Referenceinterval	Ca. ¾ af P—Glucose; stofk.
Analyseusikkerhed	-
Unormale værdier	Pleuravæsker udgør normalt ca. 5-10 mL klar bleggul viskøs væske uden tilstrækkelig fibrinogen til at koagulere.

Seneste opdatering 23.07.13